




3D頂級按摩椅墊

## 使用說明書（附保固書）



非常感謝您購買DOCTORAIR產品

- 為了讓您安全正確使用本產品，使用前請務必閱讀本使用說明書。
- 使用說明書附保固書。請確認已記載「購買日期、經銷門市」等後，小心保管。
- 使用說明書內記載之插圖為示意圖。

## ■ 目次

|              |       |
|--------------|-------|
| 安全上的注意事項     | 3~6   |
| • 警告         | 3~5   |
| • 注意         | 5~6   |
| 性能及安全相關規格    | 6     |
| 使用目的及效果      | 6     |
| 使用前的注意事項     | 6     |
| 各部位的名稱       | 7     |
| 遙控器          | 8     |
| 使用前的準備       | 9~10  |
| 使用方法         | 11~13 |
| • 運用自動行程開始按摩 | 11    |
| • 運用手動行程開始按摩 | 11    |
| • 在按摩中變更動作   | 12~13 |
| 關於安全裝置       | 13    |
| 關於保養及保存方法    | 14    |
| • 保養方法       | 14    |
| • 保存方法       | 14    |
| 發生疑似故障的情形時   | 14    |
| 關於丟棄時的處理     | 14    |
| 保固和售後服務      | 15    |
| 產品規格         | 16    |
| 免費保固規定       | 17    |
| 保固書          | 18    |
| 限用物質含有情況標示   | 19    |

## ■ 安全注意事項

為防範未然使之不造成使用者和他人產生危害、財產的損害，請務必遵守接下來說明的內容。請先了解以下的內容（標示、圖像記號）後在閱讀本文，請務必遵守記載事項。

| 警告、注意事項<br>依據錯誤使用可能造成的危險與損害程度，以下將進行分類與說明。                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>警告</b> | 以這種錯誤使用處置產品的方式，會導致死亡或重傷。      |
|  <b>注意</b> | 以這種錯誤使用處置產品的內容，可能會受傷或對物品造成損害。 |

| 圖示範例<br>我們將會運用以下的圖像記號來說明必須遵守的事項                                                            |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  禁止拆解   | ○用於標記不可執行之「禁止」內容。<br>○的裡面及周圍將以文章或圖案說明具體的禁止內容。<br>左圖表示「禁止拆解」。  |
|  拔除電源插頭 | ●用於標記必須執行的「強制」內容<br>●的裡面及周圍將以文章或圖案說明具體的禁止內容。<br>左圖表示「拔除電源插頭」。 |

|  <b>警告</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本產品為家用按摩器，請勿用於其他目的。</li> <li>●被醫生禁止按摩的人請勿使用。以免導致症狀惡化。【例：心臟疾病、急性疾病、發熱性疾病、血壓異常、血栓（血凝塊）、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染症（含皮下組織發炎）、頸椎病症、飲酒和服用藥物中的人、健康狀況不佳的人、嚴重疲勞過度的人等】</li> <li>●無法自行表達意思者和無法操作者請勿使用，以免造成受傷和意想不到的事故。</li> <li>●使用中時請勿進行其他的作業，以免造成事故或受傷。</li> </ul>                  |
|  禁止       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●當穿戴有首飾等硬物、圍巾以及在脖子部分有裝飾的衣服時請勿使用，以免造成事故或受傷。</li> <li>●使用時請勿超過插座和配線器具的額定功率、或在交流110V以外的地方使用，以免造成火災。</li> <li>●請勿讓嬰幼兒和孩童使用、玩弄、爬到本產品上，以免造成意想不到的事故。</li> <li>●不要在暖爐等火源的附近以及電暖毯上面使用，以免造成火災或產品故障。</li> <li>●請勿一邊吸菸一邊使用本產品。</li> <li>●請勿將本產品放在暖爐桌或棉被裡面使用，以免造成事故或產品故障。</li> </ul> |

| 警告 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●故意將按摩器本體的椅套取下、或在破損的狀態下使用是非常危險的，請絕對不要這樣做。</li> <li>●請勿用針之類的尖銳物品及異物插入按摩器本體或變壓器的接頭。以免發生火災、觸電或事故發生。</li> <li>●請勿以電源線及AC變壓器的電線纏繞於按摩器本體或AC變壓器本體上。以免因斷線導致火災或觸電發生。</li> <li>●使用時請勿破壞、加工、拉扯、過度彎折、扭曲、束起電源線及AC變壓器的電線。另外，也不要將電線上放置重物或包夾電線，以免造成火災或觸電。</li> <li>●將電源插頭從插座拔除時，請勿拉扯電線。避免因絕緣不良而導致火災、觸電、或因短路而起火。</li> <li>●請勿使用非本產品所附之AC變壓器及電源線。另外，產品所附之AC變壓器和電源線皆為本產品專用。請勿用於其他機器上，以免造成火災、觸電及故障。</li> <li>●按摩脖子周圍時要特別注意，請勿使用在脖子的前方，以免造成事故或受傷。</li> </ul> | 務必遵守 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●有以下情況的人請務必在向醫師諮詢過後再行使用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●體內裝有心律調節器等容易發生電磁障礙的體內植入型醫療用電子儀器的患者</li> <li>●有惡性腫瘤的患者</li> <li>●有心臟疾病的患者</li> <li>●腳部有重度血液循環障礙的患者</li> <li>●喪失溫度感知能力的患者</li> <li>●懷孕中或剛生產結束的婦女</li> <li>●因糖尿病等高度末梢循環障礙導致知覺障礙的患者</li> <li>●在治療部位有創傷的患者</li> <li>●必須靜養或體力衰退的人</li> <li>●體溫在38℃以上（發燒期）的患者/例：急性發炎症狀（倦怠感、惡寒、血壓變動等）的嚴重時期或虛弱狀態時</li> <li>●骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌斷裂等急性（疼痛性）疾病患者</li> <li>●使用於過去接受過治療、或患部的患者</li> <li>●腱鞘炎、揮鞭症候群、頸椎損傷、椎間盤突出的患者</li> <li>●背骨有異常的人、或是背骨左右側彎的人</li> <li>●正在接受醫師治療的患者、或是上述以外感覺身體有異常的人</li> </ul> </li> <li>●使用前請針對靠墊和緩衝墊、確認布面是否有破損、無論是多麼小的破損，只要發現破損請停止使用，並向DOCTORAIR的客服諮詢窗口申請維修。以免造成觸電或受傷。</li> <li>●使用時如果發生或感覺有任何異常，或是使用起來沒有任何效果的話，請立即停止使用並諮詢專業醫師。以免造成事故或身體不適。</li> <li>●當發現異常的時候，請在這個狀態下停止使用，並向DOCTOR AIR的客服諮詢窗口申請維修。</li> <li>●將AC變壓器和電源插頭插到插座和按摩器本體的變壓器接頭時，請確實插到底。</li> <li>●使用前，請確認電源按鈕和計時器是否有正常運作。如果隔了一陣子未使用，請務必進行確認。</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●請勿使用在以下部位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●進行過整形手術的部位</li> <li>●皮膚底層埋入金屬、塑膠、矽膠等的部位</li> <li>●皮膚有狀況的部位/例：異位性皮膚炎、顏面黑皮症、皮膚發炎、發癢及發熱的部位、因物理刺激等導致病理上的斑或瘀傷、敏感肌膚、癰腫體質等</li> <li>●有痛覺、知覺障礙的部位</li> <li>●胸部、陰部、頭部</li> <li>●骨折部位</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 警告                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>拔除電源插頭 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●當電源線及AC變壓器的電線和插頭有損傷、或是插入插座會鬆動時，請立即停止使用，從插座上拔除插頭，並向DOCTORAIR的客服諮詢窗口申請維修。以免造成火災或觸電。</li> <li>●當從按摩器本體、電源線及AC變壓器發出異常的聲音、異樣的臭味、或冒煙時，請立即停止使用、並將電源插頭從插座拔除，並向DOCTORAIR的客服諮詢窗口諮詢。如果在這個狀態下持續使用可能會導致火災、觸電、或事故。</li> </ul> | <br>禁止溼手碰觸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本產品並非防水產品，請勿用濕手碰觸按摩器本體、電源線以及AC變壓器，以免造成觸電。</li> </ul> |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>禁止碰水   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●請勿向本產品潑水、或用於浴室等濕氣較高的地點、戶外等，以免造成觸電或故障。</li> </ul>     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>禁止拆解   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●請絕對不要將本產品分解、改造，以免造成起火、事故或故障。</li> </ul>              |

| 注意 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●請勿在使用中把電源插頭拔除、或將AC變壓器從按摩器本體取下，以免造成事故或受傷。</li> <li>●如發生濕疹時請停止使用。</li> <li>●使用時間請保持在1天20分鐘以內。另外，請勿在同一個位置連續使用超過3分鐘。長時間使用會導致反效果或受傷。</li> <li>●請勿用於按摩以外的目的上，以免造成受傷或身體不適。</li> <li>●請勿和其他的治療器具同時使用，以免造成事故或身體不適。</li> <li>●請勿爬或站到按摩器本體的上方，以免造成受傷或產品故障。</li> <li>●請勿將按摩器本體鋪在地上用完全躺下，或將體重完全壓在按摩器整體上使用。</li> </ul> | 禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●請勿在使用中睡覺，以免造成事故和受傷。</li> <li>●請勿丟擲本產品、以重物壓於其上、或加諸強烈衝擊於其上，以免造成火災、觸電或產品故障。</li> <li>●在使用中，請勿故意強壓按摩球等將不恰當的力量加諸於其上，以免造成受傷、身體不適、或產品故障。</li> <li>●請勿在飲酒中或酒後使用，以免造成事故或受傷。</li> <li>●使用中請勿飲食。</li> <li>●請勿將按摩球直接接觸肌膚使用。</li> </ul> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 務必遵守 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用分接頭使用時，請務必遵守分接頭的額定容量，以免造成火災或燒毀。</li> <li>●在飯前、飯後使用時，請注意要確保相隔足夠的時間再行使用。</li> </ul>                                                                                                                                         |


注意

|                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>拔除電源插頭</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電時請立即將電源插頭從插座拔除。</li> <li>● 不使用的時候請將電源插頭從插座拔除。以免因濕氣、灰塵等造成絕緣不良，導致火災或漏電的情形。</li> </ul> |  <p>拔除電源插頭</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 打雷時，請立即將電源插頭從插座拔除。</li> <li>● 保養的時候，請務必將電源插頭從插座拔除，以免造成觸電或事故。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■性能及安全相關規格

## 1. 性能

|                       |                                         |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 項目                    | 規格                                      | 備註:                           |
| 按壓次數:<br>具有按壓功能的機器    | 速度1:33±3次/分                             | 測試方法:<br>JIS T 2002:2006 6.3項 |
|                       | 速度2:40±3次/分                             |                               |
|                       | 速度3:47±3次/分                             |                               |
| 捶打次數:<br>具有捶打功能的機器    | 速度1:480±10%次/分                          |                               |
|                       | 速度2:580±10%次/分                          |                               |
|                       | 速度3:680±10%次/分                          |                               |
| 震動次數:<br>具有震動功能的機器    | 弱(馬達1個):5500±10%次/分                     |                               |
|                       | 中(馬達2個):5500±10% / 5500±10%次/分          |                               |
|                       | 強(馬達3個):5500±10% / 5500±10%/5500±10%次/分 |                               |
| 移動距離:<br>具有能移動治療部位的機器 | 速度1:3.0±10%cm/分                         | 測試方法:<br>JIS T 2002:2006 6.4項 |
|                       | 速度2:4.0±10%cm/分                         |                               |
|                       | 速度3:5.0±10%cm/分                         |                               |

## 2. 其他的性能

| 項目  | 規格         | 備註:                        |
|-----|------------|----------------------------|
| 計時器 | 20分(± 10%) | 測試方法: JIS T 2002:2006 6.5項 |

### ■使用目的及效果

這是以取代實際按摩為目的，用於一般家庭的產品。


※請勿將本產品用於上述以外的目的。

### ■使用前的注意事項


- 使用前請確認布面是否有破損，無論是多麼小的破損，只要發現破損請絕對不要再使用本產品。
- 使用前，請確認電源按鈕和計時器是否有正常運作。如果隔了一段時間未使用，請務必進行確認。
- 當發現異常的時候，請在這個狀態下停止使用，並向DOCTORAIR的客服諮詢窗口申請維修。

## ■ 各部位名稱


【正面】



【背面】



## ■ 遙控器操作方法



- 1 電源按鈕  
開/關電源時使用
- 2 自動行程按鈕  
執行自動按摩行程  
●全身：全身按摩。  
●肩膀：以肩膀周圍為重點的全身按摩。  
●腰部：以腰部周圍為重點的全身按摩。
- 3 肩膀上限按鈕  
設定肩膀位置，按摩球就不會移動到超出設定位置以上的位置。
- 4 手動行程動作按鈕  
設定手動行程時按摩球的動作  
●按壓：執行按壓動作。  
●槌打：執行槌打動作。  
●指壓：執行指壓動作。  
●按壓槌打：執行按壓槌打動作。

- 5 範圍按鈕  
設定自動行程的時候按摩球的上下移動範圍  
●全身按鈕：全身上下移動。  
●局部按鈕：距離按的位置周圍約15cm範圍上下移動。  
●重點按鈕：將按摩球固定在按摩的位置。  
※重點按鈕在指壓按摩中無法使用。
- 6 上下按鈕  
使按摩球往上或往下移動  
※僅能使用於手動行程「局部」「重點」設定。
- 7 上下快、慢按鈕  
用來調整按摩球的上下移動速度快慢。  
※在手動行程「重點」運作途中無法使用。
- 8 動作快、慢按鈕  
可以調整按摩的速度快慢。  
※在手動行程「按壓」運作途中無法使用。
- 9 寬窄按鈕  
可以調整按摩球的移動幅度。  
※僅能使用於手動行程「槌打」「按壓」運作途中。
- 10 震動按鈕  
可以開關椅面的震動及調整震動強度。
- 11 急停按鈕  
所有的動作停止。

### 【顯示螢幕】


- ①顯示自動行程  
現在執行中的自動行程名稱會亮燈。
- ②上限固定顯示  
如有設定肩膀上限會亮燈
- ③震動顯示  
震動的強度會以3個等級來顯示。
- ④計時器顯示  
會顯示按摩的剩餘時間。
- ⑤手動行程動作顯示  
手動行程時所選擇的按摩球的動作會亮燈。
- ⑥範圍顯示  
手動行程時選擇的按摩範圍會亮燈。
- ⑦手動顯示  
手動形成動作中時會亮燈

## ■ 使用前的準備

### 組裝按摩墊和椅面


您可以拆開按摩墊本體和椅面。使用時請將椅面組裝在按摩墊本體上。  
※有電線的那一面為椅面的內側。

- ①按摩墊本體和椅面是用拉鍊組裝。請將拉鍊拉到底。




- ②請對著箭頭標示接上椅墊上的椅面用椅面上的椅面用插頭。  
※請將椅面用接頭的螺桿完全套到椅面用插頭直到貼緊邊緣上的矽膠圈。

- ③請順著箭頭方向旋轉椅面用插頭上的螺帽，旋轉到底栓緊。



## 設置按摩器本體

- 按摩器本體必須放置於安穩的椅子和沙發等地方，以固定帶將本體固定於椅子等有背靠的地方。（圖1）
- 將按摩器本體、AC變壓器接上電源線。（圖2）
- 取下電源插頭上的插頭套，並插入家用插座，需確實插到底。插上插座後，請確認遙控器的電源按鈕是否有藍色燈光閃爍。
- 緩衝墊則是在您感覺按摩強度過強時才需裝上。（圖3）



※不含設置本體的椅子。

## ⚠ 注意

- 請勿使用於有附輪子的椅子或旋轉椅上面。以免因摔倒而導致事故和受傷。
- 如要使用於具可調椅背功能的椅子上時，使用中請確實注意，勿將椅背倒下。
- 使用和室椅等的時候，請勿在電毯上使用。
- 因產品有可能會刮傷椅子或沙發，因此請在按摩器本體和椅子之間墊上防止刮傷用的墊子。
- 設置椅子的時候，以及移動按摩器本體的時候，請注意將遙控器放入本體側面的搖控器收納袋，並將AC變壓器從按摩器本體取下，以避免造成遙控器和AC變壓器拖行的情況，
- 當要將電源線插上插座，或將按摩器本體的變壓器接頭插入AC變壓器時，請注意確實插到底。

## ■ 使用方法

### 運用自動行程開始按摩



- 1 按下電源按鈕後，電源按鈕、顯示螢幕的計時器、隔線和邊緣部分會閃爍藍燈，而按摩球會自動一致最上方。（標準模式）
- 2 自動行程可從「全身」「肩膀」「腰部」中選擇喜歡的行程按下按鈕。  
※按下按鈕後。顯示螢幕會以藍色燈號顯示您選擇的行程名稱。  
  - 全身** 自動按摩脖子～腰部使之放鬆的按摩行程。
  - 肩膀** 自動按摩脖子～腰部使之放鬆的按摩行程，該行程會特別針對肩膀周圍進行重點按摩。
  - 腰部** 自動按摩脖子～腰部使之放鬆的按摩行程，該行程會特別針對腰部周圍進行重點按摩。
- 3 按摩約20分鐘後自動結束。  
按摩結束後，按摩球會自動回到原先的位置，電源按鈕的藍色燈會閃爍。

### 運用手動行程開始按摩




- 1 按下電源按鈕後，電源按鈕、顯示螢幕的計時器、隔線和邊緣部分會閃爍藍燈，而按摩球會自動一致最上方。（標準模式）
- 2 可從動作按鈕「按摩」「捶打」「指壓」「按摩捶打」中選擇喜歡的行程按下按鈕。按下按鈕後。顯示螢幕會以藍色燈號顯示您選擇的動作名稱。  
※選擇按摩捶打的時候，【按摩】【捶打】兩個按鈕都會亮藍燈。  
  - 按摩** 兩方的按摩球同時旋轉。
  - 捶打** 按摩球會有節奏地連續反覆捶打。
  - 指壓** 按摩球上下移動不旋轉。
  - 按摩捶打** 按摩和捶打兩個動作一起進行。
- 3 可以從範圍按鈕「全身」「局部」「重點」選擇想要的按摩範圍按下。  
按下按鈕後顯示螢幕會以藍色燈號顯示選擇的範圍名稱。  
  - 全身** 按摩脖子～腰部全身按摩。
  - 局部** 從按鈕的位置開始隔15cm開始進行按摩。
  - 重點** 將按摩球固定在按鈕按的位置，針對單點進行重點按摩。
- 4 按摩約在20分鐘後自動結束  
按摩結束後，按摩球會自動回到原先的位置，電源按鈕的藍色燈會閃爍。

## 在按摩中變更動作

### ●設定肩膀位置

肩膀上限

在按摩運作中按下按鈕後，按摩球就不會再移動至超過按下按鈕位置以上的位置。再按一次按鈕就可以解除肩膀上限設定。  
設定的肩膀位置可以用肩膀上限按鈕解除，或是可以讓按摩器一直記憶該位置直到計時時間到或是電源關閉為止。  
肩膀上限設定中時，顯示螢幕的【上限固定】會亮藍燈。



### ●變更按摩球的位置



持續按著（上）按鈕按摩球會往上移動。請在您喜歡的位置放開按鈕。



持續按著（下）按鈕按摩球會往下移動。請在您喜歡的位置放開按鈕。

上下按鈕可在手動行程的範圍選擇為「局部」或「重點」時使用。

### ●調整按摩球的移動幅度




按下（窄）按鈕的話，按摩球的移動幅度會變小。按下（寬）（寬）按鈕的話，按摩球的移動幅度會變大。



寬窄按鈕可在手動行程選擇「捶打」或「按壓」時使用

### ●調整按摩球移動速度



在按摩運作中按下（上下快、慢）按鈕，按摩球上下移動的速度會改變。




按下（上下快）按鈕，按摩球上下移動的速度會加快。



按下（上下慢）按鈕，按摩球上下移動的速度會減慢。

當手動行程的範圍選擇為「重點」時無法使用上下快慢按鈕。  
速度分3個階段。按摩的起始速度為速度2。

### ●調整按摩動作速度



在按摩運作中按下（動作快、慢）按鈕，按摩球的按摩動作速度會改變。



按下（動作快）按鈕，按摩動作的速度會加快。



按下（動作慢）按鈕，按摩動作的速度會減慢。

當手動行程的範圍選擇為「指壓」時無法使用動作快慢按鈕。  
速度分3個階段。按摩的起始速度為速度1。

### ●椅面震動開/關

在按摩運作中按下（震動）（震動）按鈕，椅面的震動功能會開始運作。  
每按一次按鈕，震動強度會改變如下圖。  
另外，震動運作中，顯示螢幕的【震動】和所選擇的強度（馬達數）會亮藍燈。

| 動作 | 弱（馬達1個）<br>/ 震動ON | → | 中（馬達2個）   | → | 強（馬達3個）   | → | 震動OFF     |
|----|-------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 顯示 | 震動<br>●●○         | → | 震動<br>○○● | → | 震動<br>○○○ | → | 震動<br>●●● |

### ●想要在按摩途中結束時

按下（電源）（電源）按鈕，按摩就會結束，按摩球會回到收納位置。

### ●在按摩中感覺有異常的時候

按下（急停）（急停）按鈕後，所有的動作會當場停止。想要重啟按摩時，只要請按下急停按鈕以外的任何按鈕即可。

※若在急停狀態下按下（震動）（震動）按鈕，椅面的震動機能也會單獨運作。

## ■關於安全裝置

本產品為了確保安全，內含安全裝置。安全裝置主要是在以下的情況會開啟運作，電源會自動切斷。

- 因連續使用等因素導致馬達和AC變壓器內部溫度高於規定溫度時
- 按摩球（實施治療部位）承受過高負荷時
- 感應到任何有安全疑慮的異常時

安全裝置在馬達和AC變壓器內部溫度恢復正常後即可再度使用。如您在使用中發生動作停止，按下電源開關也沒有任何動作的時候，請等待約1個小時後再行開啟電源。

## ■關於保養及保存方法

### 保養方法

- 進行保養時請務必先將AC變壓器從插座拔除。
- 請使用乾燥柔軟的布進行擦拭。
- 遇到髒污很嚴重的情況時，請使用以水沾濕後擰乾的海綿或軟布來擦拭。擦拭過後，請再用乾布乾擦。
- 請勿使用含稀釋劑、石油醚、酒精等溶劑、藥劑類和熱水。以免導致故障、產品破裂、變色等問題。

### 保存方法

- 保存時請先將AC變壓器從插座拔除。
- 保存時請先仔細擦拭過髒汙和灰塵後，放置於浴室等有水、濕氣高、陽光直射以外的場所。
- 請保存在嬰幼兒和孩童無法拿取、寵物無法碰觸到的地方。
- 如要進行長期保存，請再外加裝護套避免髒污或灰塵附著。

## ■故障排除

| 現象                   | 確認事項                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 即使打開電源也沒有動作          | <ul style="list-style-type: none"><li>●請先確認AC變壓器和電源線是否有接上按摩器本體和插座。</li><li>●有可能是因為安全裝置啟動導致無法運作。請在放置1個小時後重試。</li><li>●在待機模式狀態下無法執行按摩。如果進入待機模式，請按下任意的行程按鈕開始按摩。</li></ul> |
| 突然停止                 | <ul style="list-style-type: none"><li>●透過計時器功能約20分鐘後就會自動停止。</li><li>●當按摩球承受負荷導致內部溫度傷生時，會因安全裝置啟動而暫時停止。請在放置1個小時後重試。</li></ul>                                            |
| 按摩停止後，再度按電源按鈕也無法開啟電源 | <ul style="list-style-type: none"><li>●關機處理中時，有可能會發生電源按鈕沒反應的狀況。請確認所有的運作都結束後再按下電源按鈕。</li></ul>                                                                          |
| 產生異樣的聲音              | <ul style="list-style-type: none"><li>●本產品的結構上，原本就會發出一定程度的運作聲響。這並非異常現象。</li></ul>                                                                                      |

如果依照上述方法處理卻仍然無法復原時，請洽DOCTORAIR的客服諮詢窗口。

## ■關於丟棄時的處理

- 關於機身  
本產品使用ABS樹脂，布料未含有害材質。廢棄時，請依據各地方政府的垃圾分類規定處理。
- 關於專用變壓器、電源線  
廢棄專用變壓器、電源線時，請依據各地方政府的垃圾分類規定處理。詳情請洽各地方政府。

## ■保固與售後服務

關於使用方法、保養、修理等諮詢，請先洽購買門市。

### ●保固書

購買時請向門市索取保固書，確認「購買日期」、「門市名稱」欄已經填寫，並詳閱內容後妥善保管。

### ●送修時

確認「故障排除」後依舊無法修復時，或同樣狀況頻繁發生時，請拔除專用變壓器，聯絡購買門市告知下列內容。

◎購買日期

◎商品名稱

◎故障狀況（盡量具體）

●若於保固期間內送修，本公司將依據保固書規定進行修理。此外，保固期間內送修亦可能發生需收費狀況，因此請詳閱保固書。

保固期間：記載於保固書

●保固期間結束後，經判斷可修理時，將依據顧客意願收費進行修理。修理費用包含下列各項內容。

技術費：判斷、修理、調整、檢查等費用

零件費：修理使用的零件及輔助材料費

外勤費：判斷、修理、調整、檢查等費用

送修品運費：送修品的來回運費

※為了維持產品功能，必要零件的最低保管期限為停產後五年。保管期間結束後，將停止維修服務。

### ●其他疑問

關於售後服務的諮詢，或有其他不明瞭處，請洽購買門市或DOCTORAIR客服中心。

### ●愛心體檢

| 請為您長年使用的3D頂級按摩椅墊做體檢                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>愛心體檢 | 有無下列症狀？                                                                                                                                                   | 停止使用                                                     |
|                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>●冒煙、有異味或異音</li><li>●專用變壓器異常發熱</li><li>●移動電線後，有時無法通電</li><li>●內部有異物或水入侵</li><li>●機身或外殼有變形、破損</li><li>●其他異常</li></ul> | 為避免故障或意外，請關閉電源，將專用變壓器拔出插座，並向購買門市或DOCTORAIR客服中心諮詢檢查、修理事宜。 |

■ 產品規格

機身

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 產 品 名 稱         | 3D頂級按摩椅墊                                                            |
| 型 號             | MS-002                                                              |
| 使 用 目 的 或 效 果   | 取代實際按摩，使用於一般家庭                                                      |
| 電 源             | DC12V ㄟ                                                             |
| 額 定 消 耗 電 力     | 53W                                                                 |
| 按 壓 次 數         | 速度1：33±3次/分                                                         |
|                 | 速度2：40±3次/分                                                         |
|                 | 速度3：47±3次/分                                                         |
| 捶 打 次 數         | 速度1：480±10%次/分                                                      |
|                 | 速度2：580±10%次/分                                                      |
|                 | 速度3：680±10%次/分                                                      |
| 震 動 次 數         | 弱（馬達1個）:5500±10%次/分                                                 |
|                 | 中（馬達2個）:5500±10% / 5500±10%次/分                                      |
|                 | 強（馬達3個）:5500±10% / 5500±10%/5500±10%次/分                             |
| 按 摩 球 的 移 動 速 度 | 速度1：3.0±10%cm/分                                                     |
|                 | 速度2：4.0±10%cm/分                                                     |
|                 | 速度3：5.0±10%cm/分                                                     |
| 計 時 器           | 20分（±10%）                                                           |
| 使 用 環 境 溫 濕 度   | +10~+40℃ 30~85%RH                                                   |
| 保 存 環 境 溫 濕 度   | 0~+40℃ 10~85%RH                                                     |
| 尺 寸             | W460XH1260(背部840) X D120mm(按摩球除外)                                   |
| 重 量             | 7.35kg（僅本體）                                                         |
| 附 屬 零 件         | AC變壓器、電源線、靠墊、緩衝墊、使用說明書、保證書                                          |
| 原 料             | ABS、聚酯纖維、聚氨酯                                                        |
| 製 造 販 賣 商       | DreamFactory 商品管理中心<br>大阪府大阪市浪速區日本橋5-13-3 川北大樓2F<br>登記號碼：27BZ200294 |
| 生 產 國           | 中國                                                                  |

專用變壓器

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型 號     | YJS050-1205000D           |
| 額 定 輸 入 | AC100-240V～50-60Hz 1500mA |
| 額 定 輸 出 | DC12V 5000mA              |

免費保固規定

1.依據使用說明書之注意事項使用，於保固期間內發生故障時，本公司將免費負責修理。

※委託免費修理時，請攜帶產品及本書至經銷門市，出示本書後提出申請。

※若因搬家或產品來自別人贈送，而無法由本保固書記載之門市免費修理服務時，請洽DOCTORAIR客服中心。

2.保固期間內若發生下列各項狀況，原則上採收費修理方式。

- (1) 因未遵守使用說明書內容之錯誤使用，而造成之故障及損傷。
- (2) 因不當修理或改造，而造成之故障及損傷。
- (3) 購買後因運輸、墜落等因素，而造成之故障及損傷。
- (4) 用於非一般家庭用（例如業務用途等），而造成之故障及損傷。
- (5) 未出示保固書時。
- (6) 保固書未記載購買年月日、顧客姓名、地址、經銷門市時，或內容有塗改時。
- (7) 配備於車輛、船舶等，而造成之故障及損傷。
- (8) 火災、地震、水災、打雷、其他天災、異常電壓、非指定電源（電壓、頻率）等，而造成之故障及損傷。
- (9) 由非本公司（及本公司相關企業）之廠商進行錯誤修理、改造，而造成之故障及損傷。
- (10) 因布料耗損導致的縫線破裂。
- (11) 消耗品、機身以外之配件消耗。
- (12) 因磨耗、劣化等因素，而更換有固定壽命之零件

3.本保固書僅限台灣地區有效（This warranty is valid only in Taiwan）

4.本保固書不再補發，請小心保管。

5.收費修理時，送修品運費、修理零件費、技術費、外勤費等由顧客負擔。

●本保固書保證於本書記載期間及條件內，進行免費修理，因此本保固書不限制顧客在法律上的權利。對於超過保固期間後的修理，若有不明瞭處，請洽經銷門市或DOCTORAIR客服中心。為了維持產品功能，必要零件的最低保管期限為停產後五年。保管期間結束後，將停止維修服務。

保固書

|      |                   |
|------|-------------------|
| 產品名稱 | 3D頂級按摩椅墊          |
| 購買日期 | 年 月 日             |
| 保固期間 | 自購買日起一年（消耗品與配件除外） |

【顧客資料】

|      |  |
|------|--|
| 姓名   |  |
| 地址   |  |
| 電話號碼 |  |
| 電子郵件 |  |

|      |  |
|------|--|
| 經銷門市 |  |
|------|--|

本保固書保證本書記載的項目可免費修理。  
因此，本保固書並非限制發行保固書者（保證負責人）以及其他業者對於顧客在法律上的權利。  
若您是透過郵購等方式購買時，請恕本公司以商品送貨單上的到貨日，作為購買日期。  
若經銷門市欄未填寫時，請向您購買的經銷門市要求填寫。  
本公司為了提供保固期間內的服務以及之後的安全檢查活動，可能使用顧客在保固書副本上填寫的內容，敬請見諒。此外，除法令另有規定者，否則未經事前同意，不會使用於上述目的以外之用途。

故障、報修時的諮詢  
DOCTORAIR客服中心  
0800-255-123  
受理時間：平日上午9:00~下午6:30  
（六日/國定假日除外）

製造商  
DREAM FACTORY  
〒556-0005 大阪市浪速區日本橋5-13-3 川北大樓2F（總公司）  
〒530-0001 大阪市北區梅田1-12-17 梅田廣場大樓16F  
代理商  
群光電子股份有限公司  
新北市三重區光復路二段69號

限用物質含有情況標示

| 設備名稱：<br>Equipment name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 3 D頂級按摩椅墊        |                  | 型號（型式）：MS-002<br>Type designation (Type)             |                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 單元 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| PCB板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 塑膠件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 布套/皮革                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| DC線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 海綿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 內部連接<br>線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 機械金屬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of pree.<br>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |                                                              |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |