



PHILIPS

sonicare

Optimal Clean







English 6

简体中文 20

繁體中文 37

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

Warnings

- Keep the chargers away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Only use original Philips accessories or consumables. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support'). If the USB cable or USB power supply unit is damaged stop using it.
- Do not use the chargers outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.

- Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. Stop using a brush head with crushed or bent bristles.
- Rinse the handle, especially the brush head connection. Gently clean around the rubber seal.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.
- The maximum altitude of use is 4500 meters.

Medical warnings

- This appliance is a personal care device and is not intended to be shared by multiple users.
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive or prolonged bleeding occurs after use, or if you experience discomfort or pain during use.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only removable by skilled persons.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.

- To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5V, $\geq 1.5\text{W}$. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.

CONTAINS LITHIUM ION RECHARGEABLE CELL. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 40 °C (32°F and 104 °F).

Storage and transportation conditions

Temperature -20°C to +60°C (-4 °F to 140 °F).

Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

LIST OF SYMBOLS USED

The following symbols may appear on the product:
This symbol means read the instructions for use, before using the appliance.



This symbol means to use the indicated power supply.



Intended use

Optimal Clean Series power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral

health. Optimal Clean Series power toothbrushes are intended for consumer home use. Use by children should be with adult supervision.


Your Philips Sonicare toothbrush

- 1 Brush head cap
- 2 Brush head
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Battery level indicator
- 6 USB charger (wall adapter not included)

Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

Getting started

Attaching the brush head



- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.



- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.


Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

Using your Philips Sonicare toothbrush


If you are using your Sonicare toothbrush for the first time, it is normal to feel more vibration than when using a non-electric toothbrush. It is common for first time users to apply too much pressure. Only apply gentle pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Please follow brushing instructions below for the best experience.

To help you transition to your new Sonicare power toothbrush, it comes with the EasyStart feature activated. This feature gradually increases the power over the first 14 brushing sessions to help you adapt to brushing with your Sonicare toothbrush.

Brushing instructions



- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing gently to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.


- 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.
- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.




- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the QuadPacer feature (see chapter 'Features').



- 6 Begin brushing in section 1 (outside upper teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in section 3 (outside lower teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 4 (inside lower teeth).



- 7 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

Your Philips Sonicare toothbrush should be safe to use on braced (brush heads wear out sooner when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers) if they are properly adhered and not compromised. If a problem occurs, please follow up with a dental professional.

Note: When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, the handle should be fully charged and the EasyStart feature deactivated.

Charging and battery status

- 1 Attach the USB charging cord to a wall adapter, plug the wall adapter into an electrical wall outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
- 3 The light of the battery level indicator illuminates and the handle beeps twice. This indicates that the toothbrush is charging.

Note: The handle will emit 2 short beeps to confirm that the handle is placed properly on the charger and is charging.

Note: This Philips Sonicare toothbrush is designed to provide at least 28 brushing sessions, each session lasting 2 minutes (14 days if used twice per day). The battery level indicator shows the battery status when you complete the 2-minute brushing session, when you pause the handle, or while it is charging.

Battery status (when handle is on a working charger)

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green (turns off after 30 seconds)
Charging	Flashing green

Battery status (When handle is not placed on charger)

Battery status	Battery indicator	Sound
Full	Solid green	-
Partially full	Flashing green	-
Low	Flashing orange	3 beeps
Empty	Flashing orange	2 sets of 5 beeps

Note: To save energy, the battery light will turn off when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the Philips Sonicare toothbrush turns off. Place the Philips Sonicare toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Philips Sonicare toothbrush on the charger when not in use.

Features

Intensities (Specific models only)

Your power toothbrush gives you the option to choose between low and high intensity.

Note: When you use the toothbrush for the first time, the default setting is the low intensity.

- Press the power button once to turn on the toothbrush.
- Press a second time **within 2 seconds** to change the intensity.

- Press a third time **within 2 seconds** to pause.
- **After 2 seconds** of brushing, pressing the power button again will also pause the toothbrush.

QuadPacer



The QuadPacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth evenly and thoroughly. This Philips Sonicare toothbrush comes with the QuadPacer feature activated.

SmarTimer

The SmarTimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Note: If you press the power on/off button after you started the brushing cycle, the toothbrush will pause. After a pause of 15 seconds, the SmarTimer resets.

EasyStart

This Philips Sonicare model comes with the EasyStart feature activated. The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing with the Philips Sonicare.

Activating or Deactivating EasyStart

- 1 Place the handle on the plugged-in charger.
- 2 Press and hold the power on/off button while the handle remains on the charger.
- 3 Keep the power on/off button pressed until you hear a single short beep (after 3 seconds).
- 4 Release the power on/off button.
- 5 After you release the power on/off button, you'll hear three tones.
 - Triple tone of low-med-high means the EasyStart feature has been activated.
 - Triple tone of high-med-low means the EasyStart feature has been deactivated.

Cleaning

You should clean your Philips Sonicare toothbrush regularly to remove toothpaste and other residue. Failure to clean your Philips Sonicare toothbrush may result in an unhygienic product and damage to it may occur.

Warning: Do not clean product or accessories with sharp objects or in dishwasher, microwave, with chemicals or in boiling hot water

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.
- 2 Rinse the handle, especially the brush head connection. Gently clean around the rubber seal.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.
- 4 Note: Do not tap the handle on the sink to remove excess water.

Brush head



- 1 Rinse the brush head and bristles after each use and allow to air dry.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the travel cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Storage

If you are not going to use the product for a long time, unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Brush head

Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX123A).

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support and insert your model number for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible Cause	Solution
I cannot fully attach the brush head. There is a gap between the brush head and handle.		This gap is normal and is needed for the brush head to vibrate appropriately. The brush head must be able to move to create the right amount of vibrations.
My Philips Sonicare toothbrush vibration is less powerful than before.	The brush head is too close to the body of the toothbrush or the toothbrush needs to be charged.	Remove the brush head from the handle and re-set it on the metal shaft leaving a small gap. (1-2mm). When charging, make sure the charger is plugged into a power supply and placed on a flat surface before placing the toothbrush on the charger. Allow the toothbrush to charge for 24 hours.

Problem	Possible Cause	Solution
I charged my toothbrush, but it only works for a short time.	The base of the toothbrush is not placed flat on the charger when attempting to charge.	Make sure the charger is plugged into a power supply and placed on a flat surface before placing the toothbrush on the charger. Allow the toothbrush to charge for 24 hours.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

Li-ion rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that

the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.




18 English




- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.


Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.



- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.




- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.



- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the white frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the white frame.



- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the white frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.



- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.



- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

简介

感谢您的惠顾，很高兴您选择Philips！为了让您能充分享受Philips提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

重要安全信息

仅可将本产品用于预期用途。使用本产品及其电池和附件之前，请仔细阅读本信息，并妥善保管以供日后参考。误用可能会导致危害或严重伤害。

随附的附件可能因产品而异。

警告

- 使充电器远离水源。
- 清洁之后，请确保充电器完全干燥，然后再连接充电器。
- 本产品可适用于儿童和肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。
- 应照看好儿童，确保他们不摆弄本产品。
- 请仅使用 Philips 原装附件或消耗品。如有提供，请仅使用原装 USB 线缆和 USB 电源部件。

- 本产品中不包含用户可维修的部件。如果本产品损坏，请停止使用，并联系您所在国家/地区的客户服务中心（请参见“保修和支持”）。如果 USB 线缆或 USB 电源部件损坏，请停止使用。
- 请勿在室外或发热表面附近使用充电器。
- 请勿将本产品的任何部件放入洗碗机中清洗。
- 本产品设计仅用于清洁牙齿、牙龈和舌头。
- 请每 3 个月更换一次牙刷头，如果出现磨损迹象，应提前更换。请停止使用变形或刷毛弯曲的牙刷头。
- 每次刷完牙后冲洗手柄，特别是刷头连接处。在橡胶密封圈周围轻轻擦拭。
- 避免直接接触含有精油或椰子油的产品。否则可能导致刷毛脱落。
- 最高使用海拔为 4500 米。

医疗警告

- 本产品是个人护理设备，不适合多用户共用。
- 如果使用本产品后牙龈大量出血或持续性出血，或者在使用过程中感觉不适或疼痛，请停止使用本产品并咨询您的牙医/医生。

- 如果您体内有心脏起搏器或其他植入设备，请在使用之前咨询医生或相关植入装置的制造商。

电池安全说明

- 本产品包含电池，只能由技术人员拆卸。
- 请将产品和电池远离火源，切勿将其暴露于阳光直射处或高温下。
- 如果产品异常发热或发出异味、变色或充电时间比平时长，请停止使用并停止为其充电，并联系 Philips。
- 切勿将产品及其电池放置在微波炉中或电磁炉上。
- 为防止电池发热或释放有毒有害物质，切勿打开、改装、刺穿、损坏或拆卸产品或电池。切勿使电池短路、过度充电或反向充电。
- 本产品包含的电池不可更换。弃置电池时，请参阅回收章节采取正确的方式处理本产品。
- 为产品充电时，请仅使用经认证的安全超低电压 (SELV) 电源部件，输出额定值为 5 伏， ≥ 1.5 瓦。在选购恰当的 USB 电源部件时，如果需要支持，请联系所在国家/地区的客户服务中心（请参阅国际保修卡了解详细联系信息）。使用未经认证的电源适配器可能会导致危害或严重伤害。

内含可充电锂电池。请务必妥善回收或处置。

- 充电和使用本产品的温度应介于 0 ° C 至 40 ° C 之间。

存放和运输条件

温度: -20 ° C 至 +60 ° C。

电磁场 (EMF)

本Philips产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。


使用的符号列表

产品上可能出现以下符号:

此符号表示在使用本产品之前应阅读使用说明。



此符号表示应使用标示的电源。



预期用途

Optimal Clean Series 电动牙刷旨在去除牙齿上粘附的牙菌斑和食物残渣，以减少蛀牙，改善和维持口腔健康。Optimal Clean Series 电动牙刷专为消费者家庭使用而设计。儿童应在成人监督下使用。


您的 Philips Sonicare 声波震动牙刷

- 1 刷头保护盖
- 2 刷头
- 3 手柄
- 4 开/关按钮
- 5 电池电量指示灯
- 6 USB 充电器（不随附插墙式适配器）

注意：配件可能因购买的型号而异。

开始使用

安装牙刷头



- 1 对齐牙刷头，使刷毛方向与牙刷手柄正面的方向一致。
- 2 用力将牙刷头向下按到金属轴上，直到按不动为止。


注意：刷头与刷柄之间会有小间隙，这是正常的。这样刷头才能正常振动。

使用您的Philips Sonicare 声波震动牙刷

如果您是首次使用 Sonicare 声波震动牙刷，通常会感觉其振动幅度比非电动牙刷更强烈。用户首次使用时通常会用力过度。只需轻轻用力即可实现良好的刷牙效果。请按照下方的刷牙说明操作以获得最佳体验。

为了帮助您顺利过渡，新款 Sonicare 声波震动电动牙刷出厂时已启用 EasyStart 刷牙动力增强程序功能。该功能在前 14 个刷牙阶段时会逐渐增加动力，以帮助您适应使用 Sonicare 声波震动牙刷刷牙。

刷牙说明




- 1 浸湿刷毛并挤上少量牙膏。
- 2 将牙刷刷毛以小角度（45 度）放在牙齿上，轻轻按压使刷毛接触牙龈线或牙龈线略下方。

注意：始终将牙刷中间与牙齿接触。


- 3 按电源开/关按钮启动 Philips Sonicare 声波震动牙刷。
- 4 将刷毛轻轻放置于牙齿和牙龈上，来回小幅度缓慢移动，这样可以让刷毛能够刷到牙缝。在整个刷牙周期中连续这样移动即可。

注意：刷毛应稍微呈喇叭形。建议不要像使用手动牙刷一样用力摩擦齿面。



- 5 要清洁门牙内表面，请将牙刷柄呈半直立状倾斜，在每颗牙齿上反复垂直震动。

注意：为确保牙刷能均匀清洁整个口腔，可使用四分象限功能将口腔分为 4 个区域（参见“功能”章节）。



- 6 从第 1 个刷牙区域（上牙外侧）开始，刷 30 秒钟，然后移到第 2 个刷牙区域（上牙内侧）。继续刷第 3 个刷牙区域（下牙外侧），刷 30 秒钟，然后移到第 4 个刷牙区域（下牙内侧）。



- 7 在完成刷牙周期之后，您可以多花一些时间刷洗牙齿的咀嚼面以及污垢容易出现的区域。还可以使用该牙刷清洁舌头，这时可以根据自己的喜好打开或关闭牙刷电源。

Philips Sonicare 声波震动牙刷可安全用于正确固着且未损坏的牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）和修复牙体（补牙、齿冠、烤瓷牙）。如果出现问题，请联系牙科专家。

注意：Philips Sonicare 声波震动牙刷用于临床研究时，手柄必须充满电且应禁用 EasyStart 刷牙动力增强程序功能。

充电与电池使用情况

- 1 将 USB 充电线连接至插墙式适配器，然后将插墙式适配器插入电源插座。
- 2 将牙刷手柄放在充电器上。
- 3 电池电量指示灯亮起，且手柄发出两声蜂鸣音。这表示牙刷正在充电。

注意：手柄将发出 2 声短蜂鸣声，以确认手柄正确放置在充电器上并且正在充电。

注意：这款 Philips Sonicare 声波震动牙刷可至少提供 28 个刷牙阶段，每个阶段持续 2 分钟（如果每天使用两次，则可以连续使用 14 天）。当您完成 2 分钟的刷牙阶段、暂停手柄或牙刷正在充电时，电池电量指示灯会显示电池状态。

电池状态（手柄放在接通电源的充电器上）

电池状态	电池指示灯
已满	绿色常亮（30 秒后关闭）
正在充电	呈绿色闪烁

电池状态（手柄未置于充电器上）

电池状态	电池指示灯	声音
已满	绿色常亮	-
半满	呈绿色闪烁	-
低	呈橙色闪烁	3 声蜂鸣音
耗尽	呈橙色闪烁	2 组 5 声蜂鸣音

注意：为了节能，不使用时，电池指示灯会熄灭。

注意：电池电量完全耗尽时，Philips Sonicare 声波震动牙刷会关闭。请将 Philips Sonicare 声波震动牙刷置于充电器上充电。

注意：为确保电池始终电量充沛，您可在不使用时将 Philips Sonicare 声波震动牙刷置于充电器上。

功能

强度（仅限于特定型号）

这款电动牙刷可供您自由选择低强度和高强度设置：

注意：首次使用牙刷时，默认设置为低强度。

- 按一下电源按钮启动牙刷。
- 在 **2 秒内**再按一次开关按钮可改变强度。

- 在 **2 秒内**按第三次开关按钮可以暂停。
- 刷牙 **2 秒后**，再次按电源按钮也将使牙刷暂停工作。

QuadPacer 时段计时器



QuadPacer 是会发出短暂蜂鸣音并暂停的时段计时器，提醒您均匀彻底地刷净口腔的四个区域。本款 Philips Sonicare 声波震动牙刷出厂时已启用 QuadPacer 时段计时器功能。

SmarTimer 智能计时器

SmarTimer 智能计时器在刷牙周期结束时会自动关闭牙刷，指示您的设定刷牙周期已完成。

牙科专家建议每天刷牙两次，每次不少于 2 分钟。

注意：如果在开始刷牙周期后按下电源开/关按钮，牙刷将暂停。暂停 15 秒后，SmarTimer 智能计时器将重置。

EasyStart 刷牙动力增强程序

本型号的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷出厂时已启用 EasyStart 刷牙动力增强程序功能。EasyStart 刷牙动力增强程序功能在前 14 次刷牙时会缓慢增加动力，以帮助您适应使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷牙。

启用或禁用 EasyStart 刷牙动力增强程序功能


- 1 将手柄放到已连接电源的充电器上。
- 2 在手柄置于充电器的同时，按住电源开/关按钮。
- 3 按住电源开/关按钮，直到您听到一声短暂的蜂鸣音（在 3 秒之后）。
- 4 松开电源开/关按钮。
- 5 松开电源开/关按钮后，您会听到三种音调。
 - 低、中、高三声音调表示 EasyStart 刷牙动力增强程序功能已启用。
 - 高、中、低三声音调表示 EasyStart 刷牙动力增强程序功能已禁用。

清洁

您应当定期清洗您的 Philips Sonicare 声波震动牙刷以清除牙膏和其他残留物，否则可能会导致产品不洁净并可能损坏产品。

警告：请勿使用尖锐物体，或使用化学品在洗碗机、微波炉或滚烫的热水中清洗产品或配件

牙刷手柄




- 1 卸下牙刷头并用温水冲洗金属轴。确保清除所有残留牙膏。
- 2 每次刷完牙后冲洗手柄，特别是刷头连接处。在橡胶密封圈周围轻轻擦拭。

警告：请勿使用尖锐物品按压金属轴上的橡胶密封圈，否则可能造成损坏。

- 3 使用湿布擦拭牙刷柄的整个表面。
- 4 注意：请勿在水槽上轻敲牙刷柄以去除多余的水分。

刷头



- 1 每次使用后，请冲洗刷头和刷毛，并让其风干。
- 2 从牙刷柄上卸下牙刷头，每周至少用温水冲洗一次牙刷头连接处。请根据需要经常冲洗刷头保护盖。

充电座

- 1 清洁产品前，请先将充电座电源拔掉。
- 2 使用湿布擦拭充电座的表面。

存放

如果长时间不使用产品，应拔下插头，清洁产品（请参阅“清洁”一章）并将其存放在远离阳光直射的阴凉干燥处。

更换刷头

每 3 个月更换一次 Philips Sonicare 刷头，以获得理想洁牙效果。仅使用 Philips Sonicare 替换刷头。

查找型号

查看 Philips Sonicare 声波震动牙刷手柄的底部，即可了解具体型号 (HX123A)。

故障处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 并输入产品型号以查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
我无法将刷头安装到位。刷头和手柄之间有间隙。		此间隙是正常的，牙刷头需要此间隙进行适当地振动。刷头需要能够移动，才能产生适当的振动效果。
我的 Philips Sonicare 牙刷振动强度不如以前。	刷头与牙刷的主体距离过近，或者牙刷需要充电。	从手柄上拆下刷头，然后将其重新安装到金属轴上，留出一点间隙。(1-2 毫米)。充电时，请确认充电器已连接到电源，并放置在平坦的表面上，然后再将牙刷放在充电器上。让牙刷充电 24 小时。

问题	可能的原因	解决方法
我给牙刷充过电，但很快就没电了。	牙刷在充电时，其底座没有平放在充电器上。	请确认充电器已连接到电源，并放置在平坦的表面上，然后再将牙刷放在充电器上。让牙刷充电 24 小时。

保修和支持

如需信息或支持，请访问

www.philips.com/support 或阅读保修卡。

保修限制

国际保修条款中不包括以下各项：

- 刷头。
- 因使用未授权的备件而造成的损坏。
- 由于误用、滥用、疏忽、改装或擅自修理造成的损坏。
- 正常磨损，包括裂口、擦痕、磨损、变色或褪色等。

回收



- 此符号表示电器产品和电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。
- 请遵守您所在国家/地区有关分类回收电器产品和电池的规定。

取出内置充电电池

锂离子充电电池

在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；在取出电池时，器具必须要断电；电池应安全地处置。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

处理电池时，请确保您的双手、产品和电池都是干燥的。

如果电池损坏或出现泄漏，请避免与皮肤或眼睛接触。如果不慎接触，请立即用清水冲洗并就医。

为避免电池拆卸后发生意外短路，切勿让电池端子接触金属物体（例如硬币、发夹、戒指）。切勿用铝箔包裹电池。在丢弃之前，请用胶带将电池端子粘住或将电池放在塑料袋中。


取出电池之前，请确保电池电量已完全耗尽。

要拆下充电电池，您需要一块毛巾或布、一个锤子和一个平头（标准）螺丝刀。

- 1** 要耗尽充电电池的电量，可以从充电器上取下牙刷柄，启动Philips Sonicare牙刷并让其运行直到停止。重复这一步骤，直到牙刷无法再次启动。




- 2 取下并丢弃刷头。用毛巾或布包住整个牙刷柄。




- 3 用一只手握住牙刷柄顶部，敲击底部以上 0.5 英寸处的牙刷柄外壳。用锤子在所有 4 个侧面用力敲打，使端盖弹出。


注意：可能要在底部敲打多次，才能将内部的扣合式连接分开。




- 4 从牙刷柄上取下端盖。如果很难从外壳中取出端盖，请重复步骤 3，直至将其取出。




- 5 将牙刷柄倒置，然后将轴向下按到坚硬表面上。如果很难从外壳中取出内部组件，请重复步骤 3，直至将其取出。



- 6 将螺丝刀插入电池和内部组件底部的白框之间。然后，撬动螺丝刀，将其脱离电池，以使白框底部断裂。



- 7 将螺丝刀插入电池底部和白框之间，以使连接电池和绿色印刷电路板的金属卡舌断裂。这样便可以将电池底部与白框分开。



- 8 拿起电池，将其从内部组件中拉出，以使第二个金属电池卡舌断裂。

警告： 请注意电池卡舌的锋利边缘，以免伤到手指。



- 9 用胶带包住电池触点，以防止电池剩余电量导致短路。充电电池现可回收，产品的其它部件需妥善弃置。

簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到Philips世界！為充分享受Philips為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：

www.philips.com/welcome

重要安全資訊

請依產品指定用途使用本產品。使用本產品、其電池與配件前，請先仔細閱讀本資訊，並保留說明以供日後參考。不當使用可能導致危險或嚴重受傷。提供的配件可能隨產品而異。

警示

- 充電器請勿沾到水。
- 清潔之後，請確認充電器已完全乾燥，才可進行連接。
- 兒童及身體功能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者，可在有人從旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及瞭解潛在危險的狀況下使用本產品。不要讓兒童在無人監督的情況下對本產品進行清潔和保養。
- 請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。
- 僅能搭配 Philips 原裝零件或消耗零件使用。如有提供，請務必僅使用原廠 USB 纜線與 USB 電源供應裝置。
- 產品不含使用者可自行維修的零件。本產品如有損壞，請停止使用，並聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心(見「保固與支援」)。如果 USB 纜線或 USB 電源供應裝置發生損壞情況，請停止使用。
- 充電器不可在室外或高熱表面附近使用。
- 請勿使用洗碗機來清潔本產品的任何零件。
- 本用品只適用於清潔牙齒、牙齦與舌頭。
- 刷頭請每 3 個月更換，如果有磨損跡象應提前更換。若刷頭的刷毛斷裂或彎折，請勿再使用。
- 每次刷完牙後清洗握柄，尤其注意刷頭連接處的清潔。輕輕清潔橡膠套周圍。
- 避免直接接觸含精油或椰子油的產品，接觸後可能導致刷毛脫落。
- 最高使用海拔高度為 4500 公尺。

醫療警告

- 本產品為個人護理裝置，不適合由多名使用者共用。

- 如果使用後出現過多或長時間出血，或使用期間感到不適或疼痛，請停止使用本產品並諮詢您的牙醫/醫師。
- 若您裝有心律調節器或其他植入裝置，使用本產品之前，請務必先諮詢醫生或植入裝置製造商。

電池安全說明

- 本產品含有電池，只能由技術人員拆卸。
 - 本產品和電池應放置遠離火源位置，且不要暴露在直射陽光或高溫下。
 - 如果產品異常發熱或散發異味、變色或充電時間比平時長，請停止使用產品或為其充電，並與飛利浦聯絡。
 - 請勿將產品及其電池放進微波爐或放到電磁爐上。
 - 請勿打開、改裝、刺穿、損壞或拆解本產品或電池，以防止電池升溫或釋放有毒或有害物質。請避免讓電池發生短路、過度充電或反向充電。
 - 本產品包含無法更換的電池。當電池使用壽命將屆時，本產品應必須採用正確方式丟棄，詳情請參閱回收相關內容。
 - 進行產品充電時，必須使用認證安全且輸出額定值為 5 V、 $\geq 1.5W$ 的超低電壓 (SELV) 電源供應裝置。如果您在尋找正確的 USB 電源供應裝置時需要協助，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心 (詳細聯絡資料請參閱全球保固說明書)。使用未經認證的電源裝置可能會導致危險或嚴重傷害。
- 包含鋰離子充電式電池。必須回收或正確處理。
- 本產品充電與使用時的溫度必須介於 0 ° C 到 40 ° C 之間。

存放與攜帶條件

溫度 -20° C 至 +60° C (-4° F 至 140° F)。

電磁波 (EMF)


本Philips產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

使用的符號清單

下面列出可能出現在產品上的符號：



此符號表示在使用裝置之前請先閱讀使用說明。



此符號表示使用指定的電源。

設計用途

Optimal Clean 系列的電動牙刷設計可以清除黏附在牙齒的牙菌斑和食物殘渣，減少蛀牙，同時改善和維持口腔健康。Optimal Clean 系列的電動牙刷設計適合消費者全家使用。兒童應在成人監督下使用。

您的 Philips Sonicare 牙刷

- 1 刷頭蓋
- 2 刷頭
- 3 握柄
- 4 電源開關按鈕
- 5 電池電量指示燈
- 6 USB 充電器 (不含牆上電源轉換器)

注意：隨附的配件可能因購買型號而異。

使用指南

安裝刷頭



- 1 將刷頭對齊，使刷毛朝向刷柄正面。



2 將刷頭用力下壓到金屬軸上，至到底為止。


注意：如果刷頭和握柄之間有些微空隙，此屬正常現象。這樣一來，刷頭才會順暢震動。

使用Philips Sonicare 牙刷


如果您是第一次使用 Sonicare 牙刷，通常會覺得比使用非電動牙刷時震動更強。初次使用的使用者通常會過度施力。請輕微施加壓力，讓牙刷清潔您的牙齒。請遵照下列刷牙指示操作，以獲得最佳的體驗。

為協助您順利改用新的 Sonicare 電動牙刷，EasyStart 功能預設為啟用。這個功能會在前 14 次刷牙時段中逐漸增加力道，讓您逐漸適應使用 Sonicare 牙刷刷牙。

刷牙方法



1 沾濕刷毛，擠上少量牙膏。




2 牙刷刷毛以 45 度略為傾斜靠置牙齒表面，刷毛稍微下壓並接觸牙齦線或略近牙齦線下方。

注意：隨時讓牙刷中央與牙齒保持接觸。

3 按下電源開關按鈕，開啟Philips Sonicare 牙刷。


4 輕輕讓刷毛置於牙齒表面及牙齦上，以小幅動作在牙齒表面來回刷動，讓刷毛能深入牙齒間縫隙。刷牙週期當中，請全程持續此動作。

注意：刷毛應稍微展開。我們不建議您以手動牙刷的方式用力刷牙。




5 如要清潔門齒內側表面，請直握刷柄，使其呈半傾斜，在每顆牙齒上反覆垂直震動。

注意：為確保牙刷能均衡地清潔整個口腔，請利用四分象限計時器 QuadPacer 功能將牙齒劃分為 4 個區域 (請參閱「功能」章節)。



- 6 從第 1 區 (上方外側牙齒) 開始刷牙, 刷 30 秒, 再移到第 2 區 (上方內側牙齒)。繼續在第 3 區 (下方外側牙齒) 刷牙, 並刷 30 秒, 再移到第 4 區 (下方內側牙齒)。



- 7 完成刷牙週期後, 可多花些時間刷牙齒咬合面及齒垢堆積處。也可隨個人喜好, 在牙刷電源啟動或關閉之下刷洗舌頭。

若您的口中有牙齒矯正器 (如果裝有矯正器, 刷頭會較快磨損) 或牙齒補綴物 (填補、牙套、牙面鑲嵌), 只要這些裝置牢固附著且未鬆脫, 您就可以安全地使用 Philips Sonicare 牙刷刷牙。若發生問題, 請與牙科專業人士聯繫。

注意: 若在臨床研究中使用飛利浦 Sonicare 牙刷, 握柄應完整充電, EasyStart 功能應關閉。

充電與電池狀態

- 1 將 USB 充電線連接至牆上電源轉換器, 將牆上電源轉換器插入牆上電源插座。
- 2 將握柄放到充電器上。
- 3 電池電量指示燈會亮起, 握柄會嗶兩聲, 這表示牙刷正在充電。

注意: 握柄會發出兩聲短嗶聲, 表示握柄已正確地放在充電器上, 並且正在充電。

注意: 這款 Philips Sonicare 牙刷至少可支援 28 次刷牙時段使用, 每次持續 2 分鐘 (若一天使用兩次則可使用 14 天)。電池電量指示燈會顯示完成 2 分鐘刷牙時段、暫停握柄或是正在充電時的電池狀態。

電池狀態 (當握柄置於使用中充電器上時)

電池狀態	電量指示器
電量已滿	綠燈持續亮起 (30 秒後熄滅)
充電中	閃爍綠燈

電池狀態 (若握柄未放在充電器上)

電池狀態	電量指示器	音效
電量已滿	綠燈持續亮起	-
電量中等	閃爍綠燈	-
電量不足	閃爍橘燈	3 次嗶聲
電量耗盡	閃爍橘燈	2 段 5 次嗶聲

注意：為了節省能源，不使用時，電池指示燈會熄滅。

注意：電力完全耗盡時，Philips Sonicare 牙刷會關閉電源，這時請將 Philips Sonicare 牙刷放在充電器上充電。

注意：若要讓電池隨時保持完全充電狀態，可在不用的時候，將您的 Philips Sonicare 牙刷置於充電器上。

功能

強度 (僅限特定型號)

您的電動牙刷提供從低到高的強度選項供您選擇。

注意：第一次使用電動牙刷時，預設設定為低強度。

- 按一下電源按鈕啟動牙刷。
- 在 **2 秒鐘之內**按第二次即可變更強度。
- 在 **2 秒鐘之內**按第三次則會暫停。
- 在刷牙 **2 秒鐘之後**，再按一下電源按鈕也會暫停牙刷。

QuadPacer 時段計時器



QuadPacer 時段計時器是區間計時器，會發出短嗶聲並暫停，以提醒您平均且充分地刷洗您口腔的 4 個區域。此 Philips Sonicare 牙刷預設啟動 QuadPacer 功能。

SmarTimer 智慧計時器

2分鐘計時器 SmarTimer 智慧計時器能在刷牙週期結束時自動關閉牙刷的電源，表示您的刷牙週期已經完成。

牙科專業人士建議，每日應刷牙2次，每次2分鐘以上。

注意：如果您在刷牙循環開始後按下電源開關按鈕，牙刷將暫停。暫停15秒後，2分鐘計時器 SmarTimer 智慧計時器將重設。

EasyStart

此Philips的 Sonicare 型號原已啟用 EasyStart 功能。EasyStart 功能在前14次的使用中會緩慢增加力道，讓您能逐漸適應Philips Sonicare。

啟動或關閉 EasyStart


- 1 將握柄放到已經插接電源的充電器上。
- 2 在握柄放在充電器上時，按住電源開關按鈕。
- 3 按住電源開關按鈕不放，直到您聽到一次短嗶聲（3秒之後）。
- 4 放開電源開關按鈕。
- 5 放開電源開關按鈕後，您會聽到三聲音效。
 - 從低、中到高的三重音表示 EasyStart 功能已啟動。
 - 從高、中到低的三重音表示 EasyStart 功能已關閉。

清潔

Philips Sonicare 牙刷應定期清潔，以清除牙膏和其他殘留物。若未善加清潔Philips Sonicare 牙刷，可能導致產品不衛生或損壞。

警示：請勿搭配化學藥劑或滾燙熱水，與將本產品或配件與尖銳物品放入洗碗機、微波爐中進行清潔。

牙刷握柄




- 1 取下刷頭，用溫水沖洗金屬軸部分。確實去除殘留的牙膏。
- 2 每次刷完牙後清洗握柄，尤其注意刷頭連接處的清潔。輕輕清潔橡膠套周圍。

注意事項：請勿使用尖銳物品按壓金屬軸的橡膠套，這可能會造成牙刷毀壞。

- 3 用濕布擦拭整個刷柄的表面。
- 4 注意：請勿在水槽輕敲刷柄，以去除多餘水分。

刷頭



- 1 每次使用後，請沖洗刷頭和刷毛，並讓其風乾。
- 2 每週至少一次將刷頭從刷柄上取下，用溫水沖洗刷頭連接部位。視需要可經常沖洗刷頭保護蓋。

充電器

- 1 進行清潔前，請先拔下充電器電源。
- 2 用濕布擦拭整個充電器的表面。

收納

如果您將長時間不使用本產品，請拔除插頭並進行清潔 (請參閱「清潔」單元)，然後存放在無陽光直射的乾燥陰涼處。

更換

刷頭

至少每隔 3 個月更換一次 Philips Sonicare 刷頭，以獲得最佳的清潔效果。僅限使用 Philips Sonicare 的替換刷頭。

尋找型號

請查看 Philips Sonicare 牙刷握柄底部的型號 (HX123A)。

疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。如果遇到下列資訊無法解決的問題，請參閱

www.philips.com/support 並插入型號以瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
刷頭無法完全裝上。刷頭與握柄之間有間隙。		此為供刷頭適當振動所需的正常間隙。刷頭必須能夠移動才能產生適量的震動。

問題	可能原因	解決方法
我的飛利浦 Sonicare 牙刷震動力道比以前微弱。	刷頭距離牙刷本體太近或牙刷需要充電。	請從握柄取下刷頭，然後將其重新裝到金屬軸上，並留下較小間隙。(1 至 2 公釐)。 充電時，請確保充電器已插入電源並放置在平坦的表面上，然後再將牙刷放在充電器上。讓牙刷充電 24 小時。
我已為牙刷充電，但只能使用一小段時間。	嘗試充電時，牙刷底座沒有平放在充電器上。	確保充電器已插入電源並放置在平坦的表面上，然後再將牙刷放在充電器上。讓牙刷充電 24 小時。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪 www.philips.com/support，或參閱保固說明書。

保固限制

下列項目不在全球保固範圍內：

- 刷頭。
- 使用未經授權之更換零件所造成的損害。
- 因不當使用、濫用、疏忽、改裝或未經授權的維修所造成之損害。
- 一般磨損與破損，包括剝落、刮痕、磨損、變色或褪色。

回收



- 此符號表示電子產品及電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子產品與電池。

取出內建充電式電池

鋰離子充電式電池

丟棄本產品時，僅能由合格的專業人員取出內建充電式電池。在取出電池前，請確認已將裝置與牆上插座連線中斷，且電池電力已完全耗盡。

使用工具打開裝置或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。

拿取電池時，請確保雙手、本產品和電池都處於乾燥狀態。


如果電池損壞或漏液，請避免電池接觸到皮膚或眼睛。如果不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即用水沖洗乾淨並就醫。

為避免電池在取出後意外發生短路，請勿讓電池端子接觸到金屬物體 (例如硬幣、髮夾、戒指)。請勿以鋁箔紙包裹電池。丟棄電池之前，請用膠帶黏住電池端子，或將電池放進塑膠袋。

取出電池前，請確認其電力已完全耗盡。

若要取出充電式電池，必須使用毛巾或布、槌子和一字 (標準) 螺絲起子。


- 1 若要將充電電池的電力完全耗盡，請將刷柄從充電器上取下，開啟 Philips Sonicare 牙刷，讓它運轉至停為止。重複此步驟，直到無法再開啟 Philips Sonicare 牙刷。
- 2 取下並棄置刷頭。以毛巾或布覆蓋整個握柄。




- 3 以單手握住握柄頂部，敲擊底端上方 0.5 英寸處的握柄外殼位置。用槌子用力敲擊全部四側以取下尾端蓋。

注意：您可能必須在尾端多敲幾下，才能敲斷內部的卡榫。


- 4 取下牙刷握柄的尾端蓋。如果無法輕易從外殼拔下尾端蓋，請重複步驟 3 直到尾端蓋完全鬆脫為止。



- 5 將握柄上下倒轉，在堅硬的表面上將軸向下壓。如果內部組件無法輕易從外殼鬆脫，請重複步驟 3 直到內部組件鬆脫為止。




- 6 將螺絲起子卡進電池和內部組件底部的白框之間。接著將螺絲起子從電池翹離，分離白框底部。



- 7 將螺絲起子伸進電池底部和白框之間，拉斷連接電池和綠色印刷電路板的金屬突片。這會讓電池底端從框上鬆脫。



- 8 抓住電池，將它拉出內部零件，這樣會拉斷第二個金屬電池凸片。



注意：電池凸片邊緣銳利，請小心不要弄傷手指。

- 9 用膠帶貼住電池接點，以免殘留的電力造成任何電氣短路。現在可以回收充電式電池，並妥善丟棄產品的其他部分。



機種名稱：飛利浦無線充電座

規格為：

商標	型號	額定電壓 /電流	消耗電功率	輸出負載		
				商標	牙刷握柄型號	牙刷握柄額定輸入
PHILIPS	HX6110 AA3 HX6110 ABA3 HX6110 ACA3 HX6110 ADB3 HX6110 AEB3	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.3 A	1.5 W	PHILIPS	HX366W2 HX366BK	3.6 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 W

設備名稱：飛利浦無線充電器 型號(型式): HX6110 AA3, HX6110 ABA3, HX6110 ACA3,
Equipment Name: Type designation (Type): HX6110 ADB3, HX6110 AEB3

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Housing	0	0	0	0	0	0
電路板組件 PCB's	-	0	0	0	0	0
塑膠零件 Plastics parts	0	0	0	0	0	0
USB線 USB Cable Unit	0	0	0	0	0	0

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

PHILIPS

產品名稱：飛利浦基礎清潔
音波電動牙刷

產品型號：HX3665

額定電壓：5V $\overline{\text{---}}$

消耗電功率：1.5W

刷柄及充電座產地：中國

刷頭產地：美國

規 格：充電式

製造年份及號碼：請見機體標示；

前兩碼為西元年，
整體號碼為製造號碼

委製廠商：Philips Consumer
Lifestyle B.V.

進口廠商：台灣飛利浦股份有限公司
地 址：台北市信義區市民大道6段
288號10樓之6

電 話：0800-231-099

網 址：www.philips.com.tw

IPX7

www.philips.com/Sonicare

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV)。保留所有权利。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 KPNV 的商标。Sonicare 和 Sonicare 徽标是 Philips Oral Healthcare, LLC 和/或 KPNV 的商标。

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV)。版權所有。飛利浦及飛利浦盾牌標誌為 KPNV 的商標。Sonicare 及 Sonicare 標誌為飛利浦口腔保健公司和/或 KPNV 的商標。

300015100771 (04/06/2025)

